Camilla de Transporte Manual con Altura Regulable, 160 kg

Código: **CM-710**



Especificaciones	
Categoría	Camas › Manuales
Material	Acero
Peso del producto	75 kg
Peso máximo soportado	160 kg
Ancho total	71 cm
Colores	Blanco
Largo total	205 cm
Altura regulable	57–86 cm
Inclinación del respaldo	0° a 65° ± 5°
Ruedas	4 ruedas de 6 pulgadas con freno central
Peso bruto	93 kg
Medidas del embalaje	200 × 72 × 63,5 cm
Soporte de oxígeno	Incluido
Poste para suero	Incluido
Colchón	Incluido
Cinturones de seguridad	2 unidades
Manivela	Acero inoxidable

Características

- Regulación manual de altura
- Respaldo reclinable
- Barandas laterales plegables
- Sistema de freno central
- Rueda direccional con bloqueo
- Soporte para cilindro de oxígeno

Descripción

Camilla de transporte manual BT608M para traslado e internación de pacientes. Su estructura de acero con recubrimiento electrostático admite una carga máxima de 160 kg y combina regulación de altura, respaldo reclinable y barandas laterales plegables. Cuenta con cuatro ruedas de 6 pulgadas, sistema de freno central y rueda direccional con bloqueo. Incluye manivela de acero inoxidable, soporte para cilindro de oxígeno, poste para suero, colchón y dos cinturones de seguridad.

Respaldo de la compra

Garantía 12 meses Cobertura oficial del fabricante.	**Factura A o B** Para obra social, reintegro o empresa.	**Certificación ANMAT** Producto médico habilitado.	**Devolución en 10 días** Ley 24.240, art. 34.

Probalo antes de comprar en nuestro local · asesoramiento sin cargo, antes y después de la compra · envíos a todo el país.