Cama Ortopédica Eléctrica 5 Movimientos, 250 kg

Código: **CE-814**



Especificaciones	
Categoría	Camas › Eléctricas
Material	Acero
Peso del producto	120 kg
Peso máximo soportado	250 kg
Ancho total	100 cm
Colores	Blanco
Largo total	214 cm
Altura regulable	45–75 cm
Inclinación del respaldo	0° a 80° ± 5°
Inclinación del apoyapiés	0° a 40° ± 5°
Trendelenburg e inverso	14° ± 1°
Ruedas	4 ruedas de 5 pulgadas (125 mm) con freno central
Cabecero y piecero	ABS
Barandas laterales	Polipropileno
Motor	Moteck
Ganchos para bolsas de orina	4 unidades
Indicadores de ángulo	4 unidades

Características

- Cinco movimientos eléctricos
- Respaldo y apoyapiés articulados
- Posición Trendelenburg y Trendelenburg inverso
- Función de posición sentada
- Regulación eléctrica de altura
- Indicadores de ángulo del respaldo y de la cama

Descripción

Cama de internación eléctrica BT605EPZ con cinco funciones y capacidad máxima de 250 kg. Permite articular respaldo y apoyapiés, regular la altura, adoptar la posición sentada y aplicar Trendelenburg o Trendelenburg inverso. Su estructura de acero con recubrimiento electrostático incorpora cabecero y piecero de ABS, barandas laterales de polipropileno, indicadores de ángulo y motor Moteck. Las cuatro ruedas de 5 pulgadas tienen sistema de freno central para facilitar el desplazamiento y la inmovilización.

Respaldo de la compra

Garantía 12 meses Cobertura oficial del fabricante.	**Factura A o B** Para obra social, reintegro o empresa.	**Certificación ANMAT** Producto médico habilitado.	**Devolución en 10 días** Ley 24.240, art. 34.

Probalo antes de comprar en nuestro local · asesoramiento sin cargo, antes y después de la compra · envíos a todo el país.