Almohadon Antiescaras Viscoelastico de Esferas 41 cm

Código: **AL-409**



Especificaciones	
Categoría	Accesorios para sillas de ruedas › Almohadones antiescaras › Sillas de ruedas › Viscoelástico
Ancho de asiento	41 cm
Material	Espuma viscoelastica
Peso máximo soportado	100 kg
Profundidad de asiento	41 cm

Características

- Esferas viscoelasticas antiescaras
- Reduce puntos de apoyo y presion
- Cuadrado 41 x 41 x 8 cm
- Funda desmontable y lavable
- Tela dry-fit
- Ajuste con broche

Descripción

Almohadón antiescaras de esferas viscoelasticas que reducen los puntos de apoyo y disminuyen la presión en la zona, previniendo escaras y úlceras por presión. Se puede usar en silla de ruedas o en cualquier asiento, con ajuste mediante broche. Tela agradable a la piel (dry-fit) y funda desmontable y lavable.

Respaldo de la compra

Garantía 12 meses Cobertura oficial del fabricante.	**Factura A o B** Para obra social, reintegro o empresa.	**Certificación ANMAT** Producto médico habilitado.	**Devolución en 10 días** Ley 24.240, art. 34.

Probalo antes de comprar en nuestro local · asesoramiento sin cargo, antes y después de la compra · envíos a todo el país.