Almohadon Antiescaras Celdas de aire

Código: **AL-421**



Especificaciones	
Categoría	Accesorios para sillas de ruedas › Almohadones antiescaras › Celdas de aire › Sillas de ruedas
Ancho de asiento	43 cm
Material	Gel
Peso del producto	1.8 kg
Peso máximo soportado	160 kg
Profundidad de asiento	43 cm

Características

- Relleno de gel de silicona
- Distribuye la presion uniformemente
- Antiescaras
- Cuadrado 43 x 43 x 7 cm
- Funda de tela
- Color negro

Descripción

Almohadón antiescaras relleno de gel de silicona, que se adapta al cuerpo y distribuye la presión de forma uniforme para prevenir escaras y úlceras por presión. De alta resistencia, soporta hasta 160 kg. Funda de tela y formato cuadrado, ideal para silla de ruedas o cualquier asiento.

Respaldo de la compra

Garantía 12 meses Cobertura oficial del fabricante.	**Factura A o B** Para obra social, reintegro o empresa.	**Certificación ANMAT** Producto médico habilitado.	**Devolución en 10 días** Ley 24.240, art. 34.

Probalo antes de comprar en nuestro local · asesoramiento sin cargo, antes y después de la compra · envíos a todo el país.