Colchón Antiescaras de Aire con Motor Silencioso (130 Celdas)

Código: **CO-900**



Especificaciones	
Categoría	Antiescaras de aire › Colchones
Material	PVC
Peso máximo soportado	135 kg
Colores	Beige

Características

- Aire con motor
- 130 celdas
- Hasta 135 kg
- 200 x 90 cm
- 220V

Descripción

Colchón antiescaras de aire con bomba/motor silencioso. 130 celdas con inflado alternante para prevenir úlceras por presión. Soporta hasta 135 kg. Medidas 200 x 90 cm. 130 celdas de aire con presión alternante Bomba/motor silencioso de 22 W incluido Ciclo de inflado de 6 minutos Material PVC, fácil de higienizar

Respaldo de la compra

Garantía 12 meses Cobertura oficial del fabricante.	**Factura A o B** Para obra social, reintegro o empresa.	**Certificación ANMAT** Producto médico habilitado.	**Devolución en 10 días** Ley 24.240, art. 34.

Probalo antes de comprar en nuestro local · asesoramiento sin cargo, antes y después de la compra · envíos a todo el país.