# Colchón Antiescaras de Aire con Bomba (130 Celdas)

Código: **CO-901**



| Especificaciones | |
|---|---|
| **Categoría** | Antiescaras de aire › Colchones |
| **Material** | PVC |
| **Peso máximo soportado** | 135 kg |
| **Colores** | Beige |

## Características

- Aire con bomba
- 130 celdas
- Hasta 135 kg
- 200 x 90 cm

## Descripción

Colchón antiescaras de aire con bomba incluida. 130 celdas con presión alternante para prevenir úlceras por presión. Soporta hasta 135 kg. Medidas 200 x 90 cm. 130 celdas de aire con presión alternante Bomba de aire incluida Ciclo de inflado programado Material vinilo/PVC, fácil de higienizar

## Respaldo de la compra

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Garantía 12 meses**<br>Cobertura oficial del fabricante. | **Factura A o B**<br>Para obra social, reintegro o empresa. | **Certificación ANMAT**<br>Producto médico habilitado. | **Devolución en 10 días**<br>Ley 24.240, art. 34. |

Probalo antes de comprar en nuestro local · asesoramiento sin cargo, antes y después de la compra · envíos a todo el país.