Colchón Antiescaras de Aire con Motor, PVC Grado Médico (130 Celdas)

Código: **CO-902**



Especificaciones	
Categoría	Antiescaras de aire › Colchones
Material	PVC
Peso máximo soportado	100 kg
Colores	Crema

Características

- Aire con motor
- 130 celdas
- PVC grado médico
- Hasta 100 kg
- 190 x 90 cm

Descripción

Colchón antiescaras de aire con motor, en PVC de grado médico. 130 celdas con presión alternante para prevención de úlceras. Soporta hasta 100 kg. Medidas 190 x 90 cm. Incluye kit de reparación. 130 celdas de aire con presión alternante Motor/bomba de aire incluido (220V, 50 Hz) PVC de grado médico Incluye colchoneta, parche, motor y kit de reparación

Respaldo de la compra

Garantía 12 meses Cobertura oficial del fabricante.	**Factura A o B** Para obra social, reintegro o empresa.	**Certificación ANMAT** Producto médico habilitado.	**Devolución en 10 días** Ley 24.240, art. 34.

Probalo antes de comprar en nuestro local · asesoramiento sin cargo, antes y después de la compra · envíos a todo el país.