Colchón Antiescaras de Aire Tubular con Compresor (140 kg)

Código: **CO-904**



Especificaciones	
Categoría	Antiescaras de aire › Colchones
Material	PVC
Peso máximo soportado	140 kg
Colores	Azul

Características

- Aire tubular
- Compresor
- Hasta 140 kg
- 200 x 90 cm

Descripción

Colchón antiescaras de aire de celdas tubulares con compresor. Presión alternante para prevención de úlceras. Soporta hasta 140 kg. Medidas 200 x 90 cm. Celdas tubulares de aire con presión alternante (20 celdas) Compresor incluido

Respaldo de la compra

Garantía 12 meses Cobertura oficial del fabricante.	**Factura A o B** Para obra social, reintegro o empresa.	**Certificación ANMAT** Producto médico habilitado.	**Devolución en 10 días** Ley 24.240, art. 34.

Probalo antes de comprar en nuestro local · asesoramiento sin cargo, antes y después de la compra · envíos a todo el país.