Colchón Articulado Hospitalario Ortopédico

Código: **CO-913**



Especificaciones	
Categoría	Antiescaras de espuma › Colchones
Material	Espuma de alta densidad
Peso del producto	6 kg
Peso máximo soportado	130 kg
Colores	Azul

Características

- Articulado
- Hospitalario
- 6 kg
- Hasta 130 kg
- 1.90 x 0.90 m

Descripción

Colchón articulado hospitalario que acompaña los movimientos de la cama ortopédica (respaldo y piernas). Liviano (6 kg). Soporta hasta 130 kg. Medidas 1.90 x 0.90 m.

Respaldo de la compra

Garantía 12 meses Cobertura oficial del fabricante.	**Factura A o B** Para obra social, reintegro o empresa.	**Certificación ANMAT** Producto médico habilitado.	**Devolución en 10 días** Ley 24.240, art. 34.

Probalo antes de comprar en nuestro local · asesoramiento sin cargo, antes y después de la compra · envíos a todo el país.