Silla de Ruedas Reclinable de Acero

Código: **SR-105**



Especificaciones	
Categoría	Posturales / Reclinables › Sillas de ruedas
Ancho de asiento	41, 46 cm
Material	Acero
Peso del producto	23.4 kg
Peso máximo soportado	100 kg
Profundidad de asiento	40 cm
Ancho total	60, 65 cm

Características

- Respaldo reclinable tipo camilla
- Apoyacabeza desmontable
- Apoyapies elevables, rebatibles y desmontables
- Apoyapantorrillas acolchados regulables
- Apoyabrazos desmontables
- Chasis de acero cromado plegable
- Ruedas antivuelco
- Frenos tipo bicicleta

Descripción

Silla de ruedas manual reclinable con chasis de acero cromado y plegable. Respaldo reclinable tipo camilla, apoyacabeza desmontable y apoyapies elevables, rebatibles y desmontables con apoyapantorrillas acolchados y regulables. Apoyabrazos desmontables. Tapizado de cuerina lavable, cubiertas solidas, frenos tipo bicicleta y ruedas antivuelco. Ancho de asiento 41 o 46 cm (ancho total 60/65 cm), profundidad 40 cm, altura total 119 cm. Peso 23,4 kg. Soporta hasta 100 kg.

Respaldo de la compra

Garantía 12 meses Cobertura oficial del fabricante.	**Factura A o B** Para obra social, reintegro o empresa.	**Certificación ANMAT** Producto médico habilitado.	**Devolución en 10 días** Ley 24.240, art. 34.

Probalo antes de comprar en nuestro local · asesoramiento sin cargo, antes y después de la compra · envíos a todo el país.