Silla de Ruedas de Traslado Desmontable

Código: **SR-110**



Especificaciones	
Categoría	De traslado › Sillas de ruedas
Ancho de asiento	41, 43, 46 cm
Material	Acero
Peso del producto	15.4 kg
Peso máximo soportado	100 kg
Profundidad de asiento	40 cm
Ancho total	55, 62, 60 cm

Características

- Cruceta simple
- Apoyabrazos rebatibles tipo escritorio
- Apoyapies rebatibles y desmontables
- Tela ignifuga
- Liviana ~15 kg

Descripción

Silla de ruedas de traslado desmontable con estructura de acero y cruceta simple. Apoyabrazos rebatibles tipo escritorio y apoyapies rebatibles y desmontables. Ruedas traseras de 30 cm y delanteras de 20 cm. Frenos manuales laterales. Asiento y respaldo de tela ignifuga. Profundidad de asiento 40 cm. Disponible en ancho de 41, 43 y 46 cm. Soporta hasta 100 kg.

Respaldo de la compra

Garantía 12 meses Cobertura oficial del fabricante.	**Factura A o B** Para obra social, reintegro o empresa.	**Certificación ANMAT** Producto médico habilitado.	**Devolución en 10 días** Ley 24.240, art. 34.

Probalo antes de comprar en nuestro local · asesoramiento sin cargo, antes y después de la compra · envíos a todo el país.