Silla de Ruedas de Aluminio Plegable Doble Cruceta

Código: **SR-202**



Especificaciones	
Categoría	Manuales de aluminio › Sillas de ruedas
Ancho de asiento	41, 46 cm
Material	Aluminio
Peso del producto	15 kg
Peso máximo soportado	110 kg
Profundidad de asiento	43 cm
Ancho total	60, 65 cm
Colores	Blanca/Negra

Características

- Plegable doble cruceta
- Apoyabrazos rebatibles y regulables
- Apoyapies rebatibles y regulables
- Ruedas traseras 60 cm semi neumaticas quick release
- Ruedas delanteras 20 cm macizas
- Ruedas antivuelco
- Profundidad 43 cm

Descripción

Silla de ruedas manual fabricada en aluminio 6061, diseñada para ofrecer una combinación optima entre resistencia, bajo peso y maniobrabilidad. Su estructura plegable con doble cruceta brinda mayor estabilidad, mientras que los componentes regulables permiten una adaptación cómoda al usuario. Modelo C202 de Ortopedia Belgrano, gama media-alta en aluminio, ideal para quienes buscan ligereza, durabilidad y facilidad de transporte sin resignar robustez estructural.

Respaldo de la compra

Garantía 12 meses Cobertura oficial del fabricante.	**Factura A o B** Para obra social, reintegro o empresa.	**Certificación ANMAT** Producto médico habilitado.	**Devolución en 10 días** Ley 24.240, art. 34.

Probalo antes de comprar en nuestro local · asesoramiento sin cargo, antes y después de la compra · envíos a todo el país.