Silla de Ruedas Postural de Aluminio con Sistema Tilt a Medida

Código: **SR-206**



Especificaciones	
Categoría	Posturales / Reclinables › Sillas de ruedas
Ancho de asiento	35, 38, 41, 43, 46 cm
Material	Aluminio
Peso máximo soportado	100 kg

Características

- Postural con sistema Tilt (45 por pedal)
- A medida (5 anchos 35/38/41/43/46)
- Chasis expandible y extensible
- Respaldo 85-100
- Centro de gravedad regulable
- Plegado frontal
- Ruedas traseras 40 cm antipinchaduras extraibles
- Apoyapies y apoyabrazos regulables
- Mesa pedagogica

Descripción

Silla de ruedas postural de traslado con sistema TILT (basculación del asiento hasta 45 grados por pedal), fabricada en aluminio 6061 segun medidas del usuario. Indicada para posicionamiento y encefalopatia. Chasis expandible en ancho y extensible en longitud de sentado, con plegado frontal por gatillo. Centro de gravedad regulable por desplazamiento del eje posterior (antero-posterior) y altura del chasis regulable por cambio de posición del eje.

Respaldo de la compra

Garantía 12 meses Cobertura oficial del fabricante.	**Factura A o B** Para obra social, reintegro o empresa.	**Certificación ANMAT** Producto médico habilitado.	**Devolución en 10 días** Ley 24.240, art. 34.

Probalo antes de comprar en nuestro local · asesoramiento sin cargo, antes y después de la compra · envíos a todo el país.