Silla de Ruedas de Aluminio Clasica Autopropulsable

Código: **SR-211**



Especificaciones	
Categoría	Manuales de aluminio › Sillas de ruedas
Ancho de asiento	41, 45 cm
Material	Aluminio
Peso del producto	15 kg
Peso máximo soportado	115 kg
Profundidad de asiento	41 – 51 cm
Ancho total	62 cm

Características

- Aluminio clasica autopropulsable
- Profundidad regulable 41-51
- Ruedas traseras 60 PU desacople rapido
- Ruedas delanteras 20 PU
- Apoyabrazos tipo escritorio regulables
- Apoyapies regulables y desmontables
- Centro de gravedad ajustable
- Tela ignifuga
- Frenos manuales

Descripción

Silla de ruedas manual clasica de aluminio, autopropulsable, con asiento y respaldo de tela ignifuga. Apoyabrazos rebatibles y desmontables tipo escritorio, regulables en altura y profundidad. Apoyapies regulables en altura, desmontables, con pedanas regulables en ángulo. Centro de gravedad desplazable (vertical y antero-posterior). Respaldo con velcros para regular la tensión y asiento regulable en profundidad.

Respaldo de la compra

Garantía 12 meses Cobertura oficial del fabricante.	**Factura A o B** Para obra social, reintegro o empresa.	**Certificación ANMAT** Producto médico habilitado.	**Devolución en 10 días** Ley 24.240, art. 34.

Probalo antes de comprar en nuestro local · asesoramiento sin cargo, antes y después de la compra · envíos a todo el país.