Silla de Ruedas de Aluminio Compacta Dinamica a Medida

Código: **SR-213**



Especificaciones	
Categoría	Manuales de aluminio › Sillas de ruedas
Ancho de asiento	35, 38, 41, 43, 45 cm
Material	Aluminio
Profundidad de asiento	37 cm
Ancho total	58 cm

Características

- Aluminio 6061-T6R4 soldadura TIG
- Compacta dinamica a medida
- 5 medidas (35-45)
- Plegado frontal ACER LOOP
- Respaldo ajustable en tension
- Ruedas traseras 60 neumaticas quick release
- Ruedas delanteras 15 Polyaire
- Centro de gravedad ajustable
- Protectores laterales
- Industria Argentina

Descripción

Silla de ruedas compacta y dinamica, fabricada 100% a medida, con diseño liviano y funcional. Cuadro fijo con plegado frontal (sistema ACER LOOP) y terminación en pintura epoxi de alta resistencia. Estructura tubular en aluminio aleado 6061-T6R4 con soldadura electrónica TIG. Ideal para uso diario, fácil de transportar y altamente personalizable.

Respaldo de la compra

Garantía 12 meses Cobertura oficial del fabricante.	**Factura A o B** Para obra social, reintegro o empresa.	**Certificación ANMAT** Producto médico habilitado.	**Devolución en 10 días** Ley 24.240, art. 34.

Probalo antes de comprar en nuestro local · asesoramiento sin cargo, antes y después de la compra · envíos a todo el país.