Silla de Ruedas de Paseo Postural Pediatrica a Medida

Código: **SR-214**



Especificaciones	
Categoría	Pediátricas › Posturales / Reclinables › Sillas de ruedas
Ancho de asiento	34, 36, 38, 40 cm
Material	Aluminio
Ancho total	65 cm

Características

- Paseo postural pediatrica a medida
- Plegado frontal compacto
- Acompana el crecimiento
- Respaldo 85/90/95 con tensores
- Apoyacabeza anatomico regulable
- Doble flap + arnes de tronco
- Apoyapies independientes regulables
- Ruedas traseras 10 freno traba automatica
- Parasol desmontable
- 4 medidas 34/36/38/40

Descripción

Silla de ruedas de paseo postural pediátrica, sumamente funcional, con plegado compacto ideal para el traslado sin descuidar el posicionamiento del paciente.

Respaldo de la compra

Garantía 12 meses Cobertura oficial del fabricante.	**Factura A o B** Para obra social, reintegro o empresa.	**Certificación ANMAT** Producto médico habilitado.	**Devolución en 10 días** Ley 24.240, art. 34.

Probalo antes de comprar en nuestro local · asesoramiento sin cargo, antes y después de la compra · envíos a todo el país.