Silla de Ruedas Postural de Traslado con Respaldo Plano

Código: **SR-217**



Especificaciones	
Categoría	Pediátricas › Posturales / Reclinables › Sillas de ruedas
Ancho de asiento	30, 35, 40 cm
Material	Aluminio
Peso del producto	16 kg
Ancho total	65 cm

Características

- Postural de traslado con respaldo plano
- Aluminio inyectado
- Reclinable 7 posiciones 90-120
- Asiento inclinable 10/20/30
- Controles laterales regulables
- Apoyacabeza y apoyabrazos regulables
- Ruedas traseras 28 macizas quick release
- Kit de crecimiento integrado
- Crash Test ANSI/RESNA WC19
- Garantia de por vida en chasis
- Origen USA
- 3 medidas (30/35/40)

Descripción

Silla de ruedas postural de traslado con respaldo plano, de estructura solida en aluminio inyectado y plegado frontal. Diseñada para posicionamiento avanzado con amplias regulaciones y certificación de crash test para traslado seguro en vehiculo. Incluye kit de crecimiento integrado, ideal para acompanar el desarrollo del usuario. Origen USA.

Respaldo de la compra

Garantía 12 meses Cobertura oficial del fabricante.	**Factura A o B** Para obra social, reintegro o empresa.	**Certificación ANMAT** Producto médico habilitado.	**Devolución en 10 días** Ley 24.240, art. 34.

Probalo antes de comprar en nuestro local · asesoramiento sin cargo, antes y después de la compra · envíos a todo el país.