Silla de Ruedas de Aluminio Reclinable con Tilt Butaca de Auto 30x20

Código: **SR-219**



Especificaciones	
Categoría	Posturales / Reclinables › Sillas de ruedas
Ancho de asiento	41, 46, 48, 51 cm
Material	Aluminio
Peso del producto	42 kg
Peso máximo soportado	125 kg
Profundidad de asiento	46/51 cm
Ancho total	65/75 cm

Descripción

Silla de ruedas de aluminio reclinable con sistema tilt, tipo butaca de auto. Se reclina de 90° a 135° con dos cilindros y bascula de 0° a 30°. Asiento y respaldo de poliuretano ergonómico con apoyacabezas ajustable.

Respaldo de la compra

Garantía 12 meses Cobertura oficial del fabricante.	**Factura A o B** Para obra social, reintegro o empresa.	**Certificación ANMAT** Producto médico habilitado.	**Devolución en 10 días** Ley 24.240, art. 34.

Probalo antes de comprar en nuestro local · asesoramiento sin cargo, antes y después de la compra · envíos a todo el país.