Silla de Ruedas Postural con Butaca Tilt de Acero Reforzado

Código: **SR-220**



Especificaciones	
Categoría	Posturales / Reclinables › Reforzadas › Sillas de ruedas
Ancho de asiento	41, 46 cm
Material	Acero
Peso del producto	42 kg
Peso máximo soportado	150 kg
Profundidad de asiento	46/51 cm
Ancho total	67, 72 cm

Características

- Postural con sistema Tilt
- Acero reforzado
- Angulo de respaldo ajustable
- Reposabrazos regulable
- Ruedas traseras PU 12/24
- Plegable
- Uso domiciliario, clinico e institucional

Descripción

Silla de ruedas postural con sistema Tilt, diseñada para usuarios que requieren soporte postural avanzado, confort prolongado y ajustes personalizados. Ideal para personas con paralisis cerebral, movilidad reducida severa o necesidades posturales especiales. El sistema Tilt modifica el ángulo del asiento y del respaldo, ayudando a reducir la presión, mejorar la circulación y brindar mayor comodidad en el uso prolongado. Estructura de acero reforzado para máxima estabilidad y seguridad. Plegable y robusta, para uso domiciliario, clinico e institucional.

Respaldo de la compra

Garantía 12 meses Cobertura oficial del fabricante.	**Factura A o B** Para obra social, reintegro o empresa.	**Certificación ANMAT** Producto médico habilitado.	**Devolución en 10 días** Ley 24.240, art. 34.

Probalo antes de comprar en nuestro local · asesoramiento sin cargo, antes y después de la compra · envíos a todo el país.