Silla de Ruedas de Aluminio Ultraliviana Desmontable Nacional

Código: **SR-223**



Especificaciones	
Categoría	Manuales de aluminio › Sillas de ruedas › Ultralivianas
Ancho de asiento	41, 43, 46 cm
Material	Aluminio
Peso del producto	14.5 kg
Peso máximo soportado	110 kg
Profundidad de asiento	41 cm
Ancho total	61, 63, 65 cm

Características

- Aluminio ultraliviana
- Plegable y desmontable
- Industria nacional
- Cruceta extra resistente
- 3 medidas (41/43/46)
- Ruedas traseras 60 semineumaticas PU autopropulsable
- Aros ergonomicos revestidos
- Apoyabrazos tipo escritorio rebatibles
- Apoyapies rebatibles y extraibles
- Tela ignifuga
- 14.5 kg

Descripción

Silla de ruedas de aluminio ultraliviana, plegable y desmontable, de industria nacional. Construida en aluminio con cruceta extra resistente para un manejo estable y duradero. Tela de asiento de alta resistencia e ignifuga. Autopropulsable, con ruedas traseras de 60 cm semineumaticas (no requiere inflado) y aros de propulsión ergonomicos revestidos en plástico.

Respaldo de la compra

Garantía 12 meses Cobertura oficial del fabricante.	**Factura A o B** Para obra social, reintegro o empresa.	**Certificación ANMAT** Producto médico habilitado.	**Devolución en 10 días** Ley 24.240, art. 34.

Probalo antes de comprar en nuestro local · asesoramiento sin cargo, antes y después de la compra · envíos a todo el país.