Silla de Ruedas Postural Pediátrica de Aluminio Tom 4

Código: **SR-224**



Especificaciones	
Categoría	Posturales / Reclinables › Sillas de ruedas
Ancho de asiento	30, 35, 40 cm
Material	Aluminio
Peso del producto	14 kg
Peso máximo soportado	35 kg
Profundidad de asiento	27 – 35 cm
Ancho total	58.5 cm

Descripción

Silla de ruedas postural pediátrica Tom 4, diseñada y producida en Europa. Butaca desmontable, reversible y ajustable en inclinación (tilt). Placas de aluminio en asiento y respaldo regulables en profundidad y altura, con respaldo reclinable y apoyapiés regulable.

Respaldo de la compra

Garantía 12 meses Cobertura oficial del fabricante.	**Factura A o B** Para obra social, reintegro o empresa.	**Certificación ANMAT** Producto médico habilitado.	**Devolución en 10 días** Ley 24.240, art. 34.

Probalo antes de comprar en nuestro local · asesoramiento sin cargo, antes y después de la compra · envíos a todo el país.