Silla de Ruedas de Aluminio Reclinable

Código: **SR-225**



Especificaciones	
Categoría	Manuales de aluminio › Posturales / Reclinables › Sillas de ruedas
Ancho de asiento	36, 38, 41, 43, 45, 50 cm
Material	Aluminio
Peso máximo soportado	110 kg

Descripción

Silla de ruedas construida en aleación de aluminio aeronáutico templado, montada según concepto modular que permite cambios futuros. Reforzada con doble cruceta y rodamientos blindados. Las cuatro ruedas desmontables con sistema quick release.

Respaldo de la compra

Garantía 12 meses Cobertura oficial del fabricante.	**Factura A o B** Para obra social, reintegro o empresa.	**Certificación ANMAT** Producto médico habilitado.	**Devolución en 10 días** Ley 24.240, art. 34.

Probalo antes de comprar en nuestro local · asesoramiento sin cargo, antes y después de la compra · envíos a todo el país.