Silla de Ruedas de Aluminio Compacta Ultraliviana Urbana

Código: **SR-228**



Especificaciones	
Categoría	Manuales de aluminio › Sillas de ruedas › Ultralivianas
Ancho de asiento	41, 46 cm
Material	Aluminio
Peso del producto	12 kg
Peso máximo soportado	100 kg
Profundidad de asiento	41 cm
Ancho total	64, 69 cm
Colores	Violeta, Roja

Características

- Aluminio compacta ultraliviana (12 kg)
- Plegado frontal
- Ruedas traseras quick release
- Apoyabrazos desmontables
- Ideal baul de auto/viajes/urbano
- Modelo C228

Descripción

Silla de ruedas compacta ultraliviana de aluminio, diseñada para usuarios que priorizan máxima ligereza, diseño compacto y facilidad de transporte sin resignar estabilidad. Pesa solo 12 kg, una de las manuales más livianas de su categoría. Su plegado frontal y las ruedas traseras con extracción rápida reducen el volumen al mínimo: ideal para baul de auto, viajes o uso urbano. Modelo C228 de Ortopedia Belgrano, gama premium ultraliviana para usuarios activos.

Respaldo de la compra

Garantía 12 meses Cobertura oficial del fabricante.	**Factura A o B** Para obra social, reintegro o empresa.	**Certificación ANMAT** Producto médico habilitado.	**Devolución en 10 días** Ley 24.240, art. 34.

Probalo antes de comprar en nuestro local · asesoramiento sin cargo, antes y después de la compra · envíos a todo el país.